



Einwegkanülen und-stopfen

Packung 100 Stück durchsichtig, PCR



Artikelnr.: 79513
Hersteller: Centrix Incorporated
Gewicht: 0.07 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 97 mm
Länge: 143 mm

€ 74,77

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen durchsichtig, PCR

Spritzen Sie alle Arten von Kompositen, Zementen, Glasionomeren, Abformmaterialien und andere fließfähige Produkte. Wählen Sie je nach Bedarf oder spezifischer Anwendung.

- Sparen Sie Zeit, in dem Sie das gesamte angemischte Material direkt zur Verfügung haben und die ständigen Bewegungen vom Mischblock zum Mund entfallen
- Reduzieren Sie Hohlräume und Porositäten in jeder beliebigen Restauration
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für spezielle Anwendungen
- Die Kanülen und Stopfen sind einfach zu laden
- Einwegartikel, damit sich die Säuberung erübrigt und eine Kreuzkontamination eliminiert wird