



AccuDose®

Packung 100 Kanülen, 100 Stopfen Separate Clear



Artikelnr.: 79514
Hersteller: Centrix Incorporated
Gewicht: 0.07 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 97 mm
Länge: 143 mm

€ 55,59

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen, 100 Stopfen Separate Clear

Die originalen *AccuDose®* Einweg-Karpulen und Stopfen können zum Einspritzen aller Arten von Kompositen, Zementen, Glasionomeren, Abformmaterialien und anderen fließfähigen Produkten verwendet werden.

Vorteile

Zeitsparend und leichte Handhabung. Porositätenfreie Restauration durch die direkte Applikation. PhotoBloc orange eingefärbt, schützt vor Licht und verlängert die Haltbarkeit lichthärtender Materialien. Einmalartikel, keine Reinigung, keine Kreuzinfektionen. Seit mehr als 40 Jahren bewährt und klinisch erprobt.