



## Diamantscheibe 317

Stück rot fein, HP, Figur 317, 0,15 mm, ISO 220



Artikelnr.: 79648  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 37 mm

**€ 13,90**

Zzgl. MwSt.

**Stück** Scheibe rot fein, HP, Figur 317, 0,15 mm, ISO 220

Superflex. In feiner und standard Diamantkörnung, fein zum Separieren und Konturieren, standard zum Vorschleifen, Vortrennen und Konturieren von Keramik.

- Max. Drehzahl 20.000 U/min.
- Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik