



Artikulationspapier 200 μ

Plastik-Spender 50 Stück blau, Hufeisenform, BK 03



Artikelnr.: 79692

Hersteller: Dr. Jean Bausch KG

Gewicht: 0.045 kg

Höhe: 13 mm

Breite: 82 mm

Länge: 71 mm

€ 10,34

Zzgl. MwSt.

Plastik-Spender 50 Bogen blau, Hufeisenform, BK 03

Bausch Artikulationspapier mit progressiver Farbtönung 200 μ zeigt unterschiedliche Aufbisskräfte durch kaudruckabhängig, farbschattierte Anfärbung an: Leichter Aufbissdruck wird hell - Starker Druck dunkel angezeigt. Nur Bausch Artikulationspapier mit progressiver Farbtönung 200 μ kann vorhandene Kaudruckinterferenzen so deutlich aufzeigen. Nach Adjustierung oder Lokalisierung der Fehlkontakte sollte mit dünneren Prüfmitteln, die wir bis zu 8 μ Stärke (Arti-Fol) anbieten, weiter gearbeitet werden.