



## Diamanten 909

Packung 2 Stück blau mittel, RA, Figur 068 Rad, 2,3 mm, ISO 060



Artikelnr.: 79722

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 27,73**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Diamanten blau mittel, RA, Figur 068 Rad, Stärke: 2,3 mm, ISO 060

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- Kronenpräparation, okklusaler Abtrag
- Drehzahl ISO 031 - 150.000 U/min., ISO 035 - 120.000 U/min., ISO 040 - 100.000 U/min., ISO 055 - 80.000 U/min., ISO 060 - 60.000 U/min.
- Drehzahl RA ISO 035 - 120.000 U/min., ISO 060 - 60.000 U/min.