

# SONOREX SUPER RK 100 H

Stück mit Heizung

---



Artikelnr.: 79737

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 4.475 kg

Höhe: 340 mm

Breite: 269 mm

Länge: 367 mm

**€ 658,10**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Ultraschallbad RK 100 mit Heizung

*SONOREX SUPER RK 100 H.*

Standardgerät mit einstellbarem Temperaturbereich 30-80 °C (RK 100H). Heizleistung: 140 W, Zeiteinstellung 1-15 Minuten und Dauerbetrieb. PZT-Schwingsystem. Große bewährte 3 Liter Edelstahlwanne. Stabiles und pflegeleichtes Edelstahlgehäuse.