



KwikkModel® Anti-Bond-Spray

Spraydose 85 ml



Artikelnr.: 79800
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.087 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 95 mm
Länge: 223 mm

€ 41,19

Zzgl. MwSt.

Spraydose 85 ml Trenn- und Isolationspray

Trenn- und Isolationspray.

- Trenn- und Isolationspray, um vorgelegte Abformungen aus unterschiedlichen Materialien mit den A-Silikonem KwikkModel fluid und KwikkModel base (KwikkModel nature) oder KwikkModel SCAN ausgießen zu können, um dann Modelle von Kavitäten und Zähnen herzustellen
- KwikkModel ABS verhindert eine chemische Reaktion des Materials der Abformung mit KwikkModel- oder Zahnfleischmasken-A-Silikonem im Dentallabor
- Reicht für ca. 150 Anwendungen