



Tempit®

Packung 30 x 0,35 g Cap



Artikelnr.: 79877
Hersteller: Centrix Incorporated
Gewicht: 0.066 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 148 mm
Länge: 181 mm

€ 61,01

Zzgl. MwSt.

Packung 30 x 0,35 g Cap

Feuchtigkeitsaktiviertes provisorisches Füllungs- und Verschlussmaterial. Speziell für den Verschluss der Zugangskavitäten zwischen einzelnen Sitzungen einer Wurzelkanalbehandlung entwickelt. In eine feuchte Kavität einspritzen, andrücken, dann den Patienten entlassen. *Tempit®* bindet in maximal 5 Minuten ab.

Vorteile

Kein Anmischen, kein Verschmutzen. Einzeldosis-Spritzenaufsätze für einfaches Einbringen, höchste Asepsis. Bindet in Minutenschnelle ab, beim nächsten Termin einfach zu entfernen. Enthält Kalziumsulfat und Zinkoxid. Eugenolfreie Rezeptur.