



Universalpolierer 9981

Packung 5 Stück grün, RA, Figur 243, 7 mm, ISO 030



Artikelnr.: 79906
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 28 mm
Länge: 45 mm

€ 8,60

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer grün, RA, Figur 243, Kopflänge: 7 mm, ISO 030

3-Stufen Poliersystem. Universalpoliersystem für Goldlegierungen, Amalgam, Kunststoff und Zement.

- 1. Stufe - braun - Vorpolitur
- 2. Stufe - grün - Politur
- 3. Stufe - hellgrün - Hochglanzpolitur
- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl emp. 5.000 - 7.000 U/min., max. 20.000 U/min.