



## Universalpolierer 9965

Packung 10 Stück unmontiert, grün, Figur 303, 2,5 mm, ISO 150



Artikelnr.: 80038

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.018 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 45 mm

**€ 11,75**

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Polierer unmontiert, grün, Figur 303, 2,5 mm, ISO 150

1-Stufen System. Universalpolierer (unmontiert) für Edelmetalle, Kunststoff.

- Kunststofftechnik, Kronen- und Brückentechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.