



# TR-Neutralizer

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 80241

Hersteller: Alpro Medical GmbH

Gewicht: 7.366 kg

Höhe: 215 mm

Breite: 145 mm

Länge: 246 mm

**€ 42,76**

Zzgl. MwSt.

## Kanister 5 Liter

Flüssigkonzentrat zur Neutralisation nach der alkalischen Reinigung im RDG. Neutralisationskomponente auf Phosphorsäurebasis für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten während der thermischen Aufbereitung im Vario TD-Programm oder RKI-Verfahren zur Neutralisation nach alkalischer Reinigung. Auch geeignet zur Grundreinigung von Dentalinstrumenten als Tauchbad (gemäß Herstellerangaben).