



SmartCem® 2

Nachfüllpackung 2 x 5 g Spritze mittel, 20 Mischkanülen



Artikelnr.: 80428
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 0.065 kg
Höhe: 47 mm
Breite: 47 mm
Länge: 132 mm

€ 122,53

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 2 x 5 g Spritze mittel, 20 Mischkanülen

SmartCem® 2 ist der selbstsadhäsive, dualhärtende Zement von Dentsply Sirona. Er eignet sich für ein breites Spektrum indirekter Restaurationen, wie z. B. Metall-, Metallkeramikrestaurationen, Komposit-, Keramik- und Porzellaninlays, Onlays, Kronen, Brücken und Wurzelstifte. Durch seine sehr angenehme Konsistenz während der Gelphase lassen sich die Überschüsse besonders leicht und sauber entfernen. Das Anhärten mit Licht von bis zu 10 Sekunden ermöglicht zudem ein sicheres, gezieltes und kontrolliertes Einleiten der Gelphase.