



Biodent® K+B Plus Flüssigkeiten

Flasche 30 ml Schutzlack



Artikelnr.: 80517
Hersteller: DeguDent GmbH
Gewicht: 0.075 kg
Höhe: 52 mm
Breite: 52 mm
Länge: 179 mm

€ 35,69

Zzgl. MwSt.

Flasche 30 ml Schutzlack

K+B-Materialien aus Inpen-Kunststoff auf Basis von Pulver und Flüssigkeit. Es gibt 3 Flüssigkeiten für folgende Techniken: S für Freischichttechnik, N für Küvettentechnik, K für Kaltpolymerisation (für Korrekturen). Für jede Farbe gibt es einen Dentin-Opaker. Die Hals-Opaker stützen die Farbwirkung bei dünn auslaufenden Schichten. Die fertigen Biodent® K+B-Arbeiten zeichnen sich durch Brillanz, Lebhaftigkeit und Weißfluoreszenz aus. Beim Einsatz von K+B Plus als Reparatur-Kunststoff mit Flüssigkeit K ist der Promotor K notwendig.