



Premium Diamantschleifer 836KR

Packung 2 Stück rot fein, FG, Figur 157, 6 mm, ISO 016



Artikelnr.: 80806

Hersteller: Busch & Co. GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 51 mm

Länge: 55 mm

€ 13,02

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Schleifer rot fein, FG, Figur 157, Kopflänge: 6 mm, ISO 016

Premium Diamantschleifer für Ihre anspruchsvolle Patienten-Behandlung. Mit unseren *Premium Diamantschleifern* sichern Sie sich höchste Präzision, Effektivität und Leistungsstärke. Modernste Fertigungsanlagen und beste Materialien schaffen diesen hohen Qualitäts-Standard. Produktsicherheit für alle vorkommenden Präparationsschritte.

- schwarz - sehr grobe Körnung - Mittelwert Korngröße 181 - zügiges Vorschleifen - Drehzahlbereich (ISO 012-023) 60.000-225.000 U/min.
- grün - grobe Körnung - Mittelwert Korngröße 151 - Vorschleifen - Drehzahlbereich (ISO 010-023) 60.000-225.000 U/min.
- farblos - mittlere Körnung - Mittelwert Korngröße 107 - Formschleifen - Drehzahlbereich (ISO 010-023) 60.000-225.000 U/min.
- rot - feine Körnung - Mittelwert Korngröße 46 - Feinschleifen - Drehzahlbereich (ISO 007-031) 20.000-100.000 U/min.
- gelb - extra feine Körnung - Mittelwert Korngröße 25 - Finieren - Drehzahlbereich (ISO 007-029) 20.000-100.000 U/min.
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation