



NaviTip™-Tips

Packung 20 Stück hellblau, Länge 25 mm, Ø 0,33 mm, 29ga



Artikelnr.: 80910

Hersteller: Ultradent Products GmbH

Gewicht: 0.02 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 56 mm

Länge: 56 mm

€ 48,90

Zzgl. MwSt.

Packung 20 NaviTip Tips hellblau, Länge 25 mm, Ø 0,33 mm, 29ga

Feinste Metallkanülen mit gebogenem Kunststoff-"Hals". Sie sind im apikalen Drittel weich und biegsam, auf der übrigen Länge elastisch federnd. So kann man diese Kanüle wie Endo-Nadeln in den Wurzelkanal einführen, ohne dass sie abknicken.

30ga zur Applikation von Flüssigkeiten und Gelen. Zubehör für File-Eze, EDTA 18 %, Citric Acid 20 %, Ultra Etch und Natriumhypochlorit.

29ga zur Applikation von Pasten. Zubehör für UltraCal XS und Endon REZ.