



BISON Bürsten

Packung 25 Stück HP, Ø 14 mm



Artikelnr.: 80930
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.07 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 50 mm
Länge: 50 mm

€ 30,32

Zzgl. MwSt.

Packung 25 Bürsten HP, Ø 14 mm

Montierte Hochglanzbürstchen in zwei Durchmessern für die Politur am Handstück. Die einzigartige Haarmischung sorgt für eine kräftige und schnelle Hochglanzpolitur auf Legierungen, Keramik und Verblendkunststoffen.

- Besonders für die Politur von Kauflächen und Interdentalräumen geeignet
- Hervorragende Aufnahme von Polierpasten für alle Werkstoffe
- Max. Drehzahl Ø 18 mm = 20.000 U/min.
- Max. Drehzahl Ø 14 mm = 15.000 U/min.