



SONOREX Kunststoffbecher

Stück 600 ml, Kunststoff, PD 06



Artikelnr.: 80996

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.137 kg

Höhe: 153 mm

Breite: 140 mm

Länge: 140 mm

€ 18,61

Zzgl. MwSt.

Stück 600 ml Einsatzgefäß, Kunststoff, PD 06

Kunststoff, 600ml, zum Einhängen in Lochdeckel DE. Verwendung bei Einsatz eines für Edelstahl aggressiv wirkenden Reinigers oder Lösemittels (z.B. TICKOPUR J 80 U) erforderlich, zum Schutz des Reinigungsgerätes. Weil die Einsatzgefäße nicht auf dem Wannenboden platziert werden dürfen, bietet BANDELIN passende Lochdeckel zur Aufnahme der Einsatzgefäße an. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz mehrerer Einsatzgefäße in einem Ultraschallgerät ist die Möglichkeit des gleichzeitigen Einsatzes verschiedener Reinigungs- und Desinfektionspräparate ohne Badwechsel. (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z und Desinfektion und Reinigung von Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in der Zahnarztpraxis). Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss.

Zubehör für SONOREX Lochdeckel DE 52, DE 100, DE 255, DE 6, DE 156, DE 510, DE 514, ES 4, DD 06