



Cavit™

Schraubglas 28 g Paste



Artikelnr.: 81019
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.072 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 46 mm
Länge: 78 mm

€ 14,30

Zzgl. MwSt.

Schraubglas 28 g Paste

3M™ Cavit™ Provisorische Verschlussmasse - die bewährte Lösung zur provisorischen Kavitätenversorgung.

- Mit einfachen Füllungsinstrumenten zu verarbeiten
- Schnelle und porenfreie Aushärtung unter Feuchtigkeit

- Verschlüsse nach endodontischer Behandlung
- Verschlüsse von okklusal belasteten Kauflächen
- Cavit-G (rückstandslose Entfernung ohne rotierende Instrumente möglich): Inlay-Präparation