



Ribbond® THM

Minikit 22 cm, 2 mm, 0,18 mm, 1 Schere, 1 Zinnfolie, 1 Anleitung



Artikelnr.: 81279
Hersteller: Sigma Dental Systems
Gewicht: 0.28 kg
Höhe: 31 mm
Breite: 160 mm
Länge: 290 mm

€ 154,04

Zzgl. MwSt.

Minikit 22 cm Faserband, 2 mm, 0,18 mm, 1 Schere, 1 Zinnfolie, 1 Anleitung

Bei der Ribbond-Version „THM“ (Thinner, Higher Modulus = dünnere und höhere Fadenanzahl) werden noch feinere Fasern in einer höheren Konzentration verwendet als bei Ribbond „regular“. Dadurch ist dieses Faserband leichter anzupassen und gibt Ihnen die Möglichkeit, dünnere und glattere Schienen, Brücken und andere Applikationen herzustellen, ohne dabei auf die gewohnte Festigkeit verzichten zu müssen.