



Porcelain Etch Gel

Kit 4 x 1,2 ml Gel-Spritzen, 8 Applikationsspitzen



Artikelnr.: 81304

Hersteller: Hofmeister Dental B.V.

Gewicht: 0.055 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 101 mm

Länge: 155 mm

€ 59,44

Zzgl. MwSt.

Kit 4 x 1,2 ml Gel-Spritzen, 8 Applikationsspitzen

Eine einminütige Anwendung ätzt Porzellankronen, Veneers, Inlays und frakturierte Porzellanoberflächen vor dem Verkleben. Dieses hochwertige Porzellan-Ätzelgel hinterlässt keine Flecken auf Porzellan, Kompositen oder Kunststoffzementen.

- 9,6 % Fluorwasserstoffsäure
- Verursacht keine Flecken auf Keramik oder Verbundwerkstoffen
- Ein-Minuten-Ätzen
- Thixotrop – bleibt an Ort und Stelle
- Gepufferte Formel
- Leicht abwaschbar