




Cool Diamanten CD30

Packung 6 Stück mittel, FG, 6 mm, ISO 010



Artikelnr.: 81422
Hersteller: Busch & Co. GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 20 mm
Länge: 23 mm

€ 35,98

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Schleifer mittel, FG, Kopflänge: 6 mm, ISO 010

Die Oberfläche der COOL-DIAMANT-Schleifer ist durch asymmetrisch sich kreuzende Kanäle unterbrochen. Diese diamantierten Kanäle können zum einen eine erhöhte Menge Kühlflüssigkeit transportieren und unterbrechen zum anderen den Schleifvorgang bis zu 7 mal bei jeder Umdrehung des Schleifers. Beides fördert einen kühlen Schliff.

Funktions- und formkongruente Instrumente in drei Körnungen für präzise aufeinander abgestimmte Präparationsschritte.

- grün - grob - Vorschleifen - Drehzahl 60.000 - 225.000 U/min.
- ohne Farbe - Standard - Formschleifen - Drehzahl 60.000 - 225.000 U/min.
- rot - fein - Feinschleifen - Drehzahl 20.000 - 100.000 U/min.
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation