



Endo-Express®

Packung 6 Reamer 25 mm, ISO 015



Artikelnr.: 81433
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 31 mm
Länge: 49 mm

€ 52,62

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Reamer 25 mm, ISO 015

Das *Endo-Express®* System ermöglicht ein sicheres, ermüdungsfreies Aufbereiten des Wurzelkanals innerhalb kürzester Zeit. Die alternierende Bewegung des Winkelstücks bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Instrumente und eine zentrierte Positionierung im Kanal. Die 45°-Bewegung verhindert wirkungsvoll eine zyklische Ermüdung, eine Torsionsbelastung sowie ein Verbiegen des Instruments. Das *Endo-Express* System mit SafeSiders nimmt die Angst vor Instrumentenbrüchen, die mit Crown-down Systemen und den typischen Schwächen der Step-Back-Techniken verbunden wird. SafeSiders sind die einzigen Instrumente mit einer patentierten Abflachung entlang des Arbeitsteils. Diese Abflachung verkürzt die Behandlungszeit durch schnelleren Vortrieb und geringeren Widerstand. Schafft Platz für Debris, das die Schneiden herkömmlicher Instrumente verstopft. Reduziert die Druck- und Torsionsbelastung während der Behandlung und erhöht somit die Haltbarkeit der Instrumente. Ermöglicht höhere Instrumentenflexibilität ohne Verlust an Stabilität. Reduziert die Angst vor Instrumentenbrüchen.