



## BegoSol®

Kanister 1 l Anmischflüssigkeit



Artikelnr.: 81438

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 1.373 kg

Höhe: 233 mm

Breite: 70 mm

Länge: 88 mm

**€ 25,79**

*Zzgl. MwSt.*

### Kanister 1 Liter BegoSol Anmischflüssigkeit

Anmischflüssigkeit für Wiroplus® S, Wirovest®, Wirovest® plus, Bellavest® T, WiroFast® und Bellasun®. Je nach Legierung kann sie mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf die erforderliche Konzentration gebracht werden. Frostschutz-optimiert bis -10 °C. Je höher die Konzentration von *BegoSol®* ist, desto höher ist die Expansion der Einbettmasse.