



BioSonic® UC30

Flasche 473 ml



Artikelnr.: 81523

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.616 kg

Höhe: 236 mm

Breite: 60 mm

Länge: 96 mm

€ 48,49

Zzgl. MwSt.

Flasche 473 ml

UC30 ist ein nichtionischer Reiniger zur allgemeinen Reinigung. Er entfernt die meisten organischen Verunreinigungen wie Blut, Speichel und Beläge. Für Instrumente, Kronen, Brücken, Prothesen und Ultraschallscale-Spitzen. Kann sowohl als Reinigungslösung in Tank und Becherglas verwendet werden als auch zum vorherigen Einweichen von Instrumenten. Nach dem Reinigen gründlich mit Leitungswasser abspülen.