



## NaviTip™-Tips

Packung 50 Stück grün, Länge 27 mm, Ø 0,3 mm, 30ga



Artikelnr.: 81545

Hersteller: Ultradent Products GmbH

Gewicht: 0.033 kg

Höhe: 82 mm

Breite: 50 mm

Länge: 50 mm

**€ 79,87**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 50 NaviTip Tips grün, Länge 27 mm, Ø 0,3 mm, 30ga

Feinste Metallkanülen mit gebogenem Kunststoff-"Hals". Sie sind im apikalen Drittel weich und biegsam, auf der übrigen Länge elastisch federnd. So kann man diese Kanülen wie Endo-Nadeln in den Wurzelkanal einführen, ohne dass sie abknicken.

30ga zur Applikation von Flüssigkeiten und Gelen. Zubehör für File-Eze, EDTA 18 %, Citric Acid 20 %, Ultra Etch und Natriumhypochlorit.

29ga zur Applikation von Pasten. Zubehör für UltraCal XS und Endon REZ.