



Keramische Schleifer 638

Packung 5 Stück grün fein, FG, Figur 110, 6 mm, ISO 025



Artikelnr.: 81554
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 68 mm
Länge: 72 mm

€ 18,35

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün fein, FG, Figur 110, Kopflänge: 6 mm, ISO 025

Keramische Schleifer grün (638F) fein - Siliciumcarbid Schleifkörper, für das Beschleifen von Zahnschmelz und Keramik.

- Indikationen: Prophylaxe, Füllungsbearbeitung

Keramische Schleifer grün mittel - Siliciumcarbid Schleifkörper, für das Beschleifen von Keramik.

- Indikation: Füllungsbearbeitung

Arkansasschleifer weiß (638XF), extra fein - für das Feinstschleifen/Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere auch aller Composite. Signifikante Reduzierung des Randspalts.

- Indikationen: Prophylaxe, Füllungsbearbeitung