



# ProBase® Hot

Flasche 500 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 81592  
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH  
Gewicht: 0.921 kg  
Höhe: 225 mm  
Breite: 109 mm  
Länge: 109 mm

**€ 27,28**

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 ml Flüssigkeit

*ProBase® Hot* setzt einen neuen Qualitätsstandard in Bezug auf Verarbeitung, Passgenauigkeit, Form- und Farbstabilität bei heisspolymerisierenden Prothesenkunststoffen. Entspricht ISO EN 1567.

Indikation

- Totalprothetik
- Teil- und Kombinationsprothetik
- Unterfütterungen
- Hybridprothetik
- Implantatgetragener Zahnersatz

Vorteile

- Für verschiedene Polymerisationsverfahren der Stopftechnik
- Gut verarbeitbar
- Frei dosierbar
- Form- und Farbstabil

Weitere Farben

- Clear, S, PV-Implant