



Durofluid Modellspray

Sprühflasche 100 ml Modellspray



Artikelnr.: 81601

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.109 kg

Höhe: 141 mm

Breite: 41 mm

Länge: 41 mm

€ 24,89

Zzgl. MwSt.

Sprühflasche 100 ml Modellspray

Durofluid härtet das trockene Duplikatmodell und gibt der Modellation besseren Halt. Zur besseren Haftung von Wachsformteilen können in Silikon dublierte Einbettmasse-Modelle bei ca. 70-100°C für ca. 10 Minuten

getrocknet werden. Anschließend werden die Einbettmasse-Modelle dünn und gleichmäßig mit *Durofluid Modellspray* eingesprüht.