



Ahorn-Interdentalkeile

Sortiment 100 Stück sortiert



Artikelnr.: 81685
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.073 kg
Höhe: 51 mm
Breite: 120 mm
Länge: 132 mm

€ 8,49

Zzgl. MwSt.

Sortiment 100 Interdentalkeile sortiert

Ahorn-Interdentalkeile sind anatomisch optimal geformt. Die konkav gestalteten Seitenflächen passen sich ideal der interdentalen Morphologie an. Das rechteckige Ende ermöglicht ein sicheres Halten des Keiles, die aufgebogene Spitze verhindert ein Verletzen der Papillen. Die Interdentalkeile sind aus splitterfreiem Ahornholz gefertigt, das Stabilität und Komprimierbarkeit und damit eine optimale Anpassung an den Zahn gewährleistet. Farbcodiert.