




Wachs-Gitterretentionen

Packung 10 Stück rot, 100 x 100 mm



Artikelnr.: 81699

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.078 kg

Höhe: 20 mm

Breite: 115 mm

Länge: 118 mm

€ 47,19

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Retentionen rot, 100 x 100 mm

Zum Modellieren der Retentionen bei totalen und partiellen Prothesen. Hohe Sicherheit in der Verbindung des Kunststoffes mit der Modellgussplatte. Die großdimensionierten Gitterretentionen ermöglichen ein sehr materialsparendes Arbeiten. Zum einfachen und schnellen Gestalten der Retentionen.