



Keramische Schleifer 638

Packung 5 Stück grün mittel, HP, Figur 110, 6 mm, ISO 025



Artikelnr.: 81885
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 68 mm
Länge: 72 mm

€ 11,72

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün mittel, HP, Figur 110, Kopflänge: 6 mm, ISO 025

Keramische Schleifer rosa - Edelkorund Schleifer (Al₂O₃), für die Bearbeitung von Metallen aller Art

- Indikation: Kronen- und Brückentechnik

Keramische Schleifer grün mittel - Siliciumcarbid Schleifkörper, für das Beschleifen von Keramik

- Indikationen: Kunststofftechnik, Verblend- und Keramiktechnik

Arkansasschleifer weiß (638XF), extra fein - für das Feinstschleifen/Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere auch aller Komposite. Signifikante Reduzierung des Randspalts

- Indikation: Verblend- und Keramiktechnik