

QUBE elektrisches Wachsmesser

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 81979
Hersteller: Schick Dental GmbH
Gewicht: 0.43 kg
Höhe: 251 mm
Breite: 102 mm
Länge: 108 mm

€ 356,50

Zzgl. MwSt.

Stück Wachsmesser inklusive 2 Modelliersonden, Modellierklinge, Ablage

Das elektrische Wachsmesser zum Anschluss an die Steuereinheiten der QUBE Technikmaschinen präsentieren sich in edlem, ergonomischen Design.

- Werkzeugloser Wechsel der Modellierspitzen bei laufendem Betrieb
- Schnelles Arbeiten durch kurze Aufheizzeit und hohe Leistung
- Komfortable und sichere Bedienung
- Zeit-, Kosten- und Platzersparnis durch die zentrale Bedieneinheit QUBE
- Ergonomisches, ultraleichtes Handstück
- Präzises Wachsmodellieren - spannungsfrei, sicher und effektiv
- Gleichmäßige Temperaturverteilung an der Instrumentenspitze
- Regelbar von 50°C bis 200°C