



K-Flex Files

Packung 6 Stück 30 mm ISO 008



Artikelnr.: 82166
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 24 mm
Breite: 50 mm
Länge: 72 mm

€ 7,65

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Feilen 30 mm ISO 008

K-Flex™ Feilen haben ein einzigartiges rhomboides Design, welches zu einer kurzen Achse für Flexibilität führt, während die Stärke im Querschnitt erhalten bleibt. K-Flex ist flexibler als konventionelle „K“-Feilen vergleichbarer Größe, insbesondere bei den Größen #30 und darüber, wodurch die Überwindung von Kurven im Kanal und deren Aufbereitung erleichtert werden, mit geringem Risiko zur Kantenbildung und Perforation.