



## Keramische Schleifer 649

Packung 5 Stück grün mittel, RA, Figur 171, 6 mm, ISO 025



Artikelnr.: 82216  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 72 mm

**€ 8,60**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Schleifer grün mittel, RA, Figur 171, Kopflänge: 6 mm, ISO 025

Keramische Schleifer grün (638F) fein - Siliciumcarbid Schleifkörper, für das Beschleifen von Zahnschmelz und Keramik.

- Indikationen: Prophylaxe, Füllungsbearbeitung

Keramische Schleifer grün mittel - Siliciumcarbid Schleifkörper, für das Beschleifen von Keramik.

- Indikation: Füllungsbearbeitung

Arkansasschleifer weiß (638XF), extra fein - für das Feinstschleifen/Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere auch aller Komposite. Signifikante Reduzierung des Randspalts.

- Indikationen: Prophylaxe, Füllungsbearbeitung