



## Diamantpolierer 9753

Stück rosa ISO 150, unmontiert



Artikelnr.: 82253

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.017 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 27 mm

Länge: 42 mm

**€ 26,84**

*Zzgl. MwSt.*

Stück Polierer rosa ISO 150, unmontiert

Labor Diamantpoliersystem für Keramik. Mehrstufen System.

- grün - Vorpolitur, grob
- blau - Politur, mittel
- rosa - Hochglanzpolitur, fein
- Empfohlene Drehzahl 7.000 - 12.000 U/min., Max. Drehzahl 20.000 U/min.
- Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik