



## Sinterdiamanten S805

Packung 2 Stück blau mittel, HP, Figur 010 umgekehrter Kegel, 2,5 mm, ISO 018



Artikelnr.: 82331

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 64,54**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Diamanten blau mittel, HP, Figur 010 umgekehrter Kegel, Kopflänge: 2,5 mm, ISO 018

MEISINGER Sinterdiamanten zeichnen sich durch ihre extrem hohe Lebensdauer und Formbeständigkeit sowie hervorragende Schleifeigenschaften aus. Ihre Arbeitsteile aus Bronze enthalten in konzentrierter und homogener Verteilung ausgewählte und hochwertige Diamantkörner. Sinterdiamantinstrument sind in drei Körnungen (grob, mittel und extra fein) erhältlich.

- Modellgusstechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik