



Palapress®

Flasche 80 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 82396
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.204 kg
Höhe: 135 mm
Breite: 60 mm
Länge: 61 mm

€ 21,59

Zzgl. MwSt.

Flasche 80 ml Flüssigkeit

Zeitsparender und verträglicher Prothesenkunststoff. Der Klassiker unter den Prothesenkunststoffen! Die Gießzeit von ca. 2 Minuten und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Minuten gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik. Aufgrund des geringen Restmonomergehaltes zeichnet sich dieser Prothesenkunststoff besonders durch eine sehr gute Schleimhautverträglichkeit aus.

Indikation

- Teilprothesen
- Komplettierung von Modellgussprothesen
- Randgestaltungen
- Reparaturen
- Indirekte Unterfütterungen
- Erweiterungen

Verarbeitung

- Gießverfahren