




PalaXpress®

Packung ca. 80 Blatt PE-Zuschnitte, 100 x 80 x 0,025 mm



Artikelnr.: 82435
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.03 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 83 mm
Länge: 114 mm

€ 8,23

Zzgl. MwSt.

Packung ca. 80 Blatt PE-Zuschnitte, 100 x 80 x 0,025 mm

PalaXpress® Der Marktführer* - passgenauer Universal-Prothesenkunststoff

PalaXpress® ist für verschiedene Indikationen geeignet. Es kann sowohl gegossen als auch mit Palajet injiziert werden. Mit dem abgestimmten System *PalaXpress®* und Palajet lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen. Durch die einzigartige Rezeptur bietet Ihnen PalaXpress sowohl bei der Gießtechnik als auch bei der Injektion eine ungewöhnlich große Verarbeitungsbreite. *laut GfK-Studie MAT 12/2018 - Kaltpolymerisate Deutschland.

VORTEILE

- Universeller Prothesenwerkstoff für viele Indikationen
- Höchste Passgenauigkeit
- Farbliche Übereinstimmung von Total- und Teilprothesen sowie Reparaturen
- Mehrere Prothesensättel in einem Arbeitsgang gießbar
- Komplettierung der gegenüberliegenden Sättel, ohne Zwischenpolymerisation
- Sehr gute Schleimhautverträglichkeit
- Geringer Restmonomergehalt
- Farbstabil durch Katalysator-System
- Cadmiumfrei