



## CAD/CAM Scan Wachs

Dose 45 g Wachs beige



Artikelnr.: 82451

Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH

Gewicht: 0.064 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 75 mm

Länge: 75 mm

**€ 11,70**

*Zzgl. MwSt.*

**Dose** 45 g Wachs beige

Spezielles Modellierwachs zum Erzielen bester Scanergebnisse, das alle Anforderungen der modernen CAD/CAM Systeme erfüllt.

- Laser- und lichtopakes Modellierwachs speziell für CAD/CAM Technik