



Combi-Stopper-Verschlusskonen

Packung 100 Stück rot



Artikelnr.: 82568

Hersteller: B.Braun SE

Gewicht: 0.135 kg

Höhe: 123 mm

Breite: 68 mm

Länge: 145 mm

€ 18,71

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Verschlusskonen rot

- Aus Polyethylen (PE)
- Zum idealen Verschließen aller weiblichen und männlichen Luer-Anschlüsse
- Steriler Verschluss aller Arten von Anschlüssen am Infusions-Set
- Sicherer Verschluss von vorgefüllten Spritzen