



Keramische Schleifer 661

Packung 5 Stück weiß extra fein, HP, Figur 288, 7 mm, ISO 025



Artikelnr.: 82832

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 70 mm

Länge: 72 mm

€ 14,75

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer weiß extra fein, HP, Figur 288, Kopflänge: 7 mm, ISO 025

Keramische Schleifer rosa - Edelkorund Schleifer (Al₂O₃), für die Bearbeitung von Metallen aller Art

- Indikation: Kronen- und Brückentechnik

Keramische Schleifer grün mittel - Siliciumcarbid Schleifkörper, für das Beschleifen von Keramik

- Indikationen: Kunststofftechnik, Verblend- und Keramiktechnik

Arkansasschleifer weiß (661XF), extra fein - für das Feinstschleifen/Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere auch aller Composite. Signifikante Reduzierung des Randspalts

- Indikation: Verblend- und Keramiktechnik