



LM DuraGradeMAX™ Macro Gracey

Stück Figur 11/14, mesial-distal, orange, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 82876
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.027 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 191 mm
Länge: 191 mm

€ 53,21

Zzgl. MwSt.

Stück Kürette Figur 11/14, mesial-distal, mit Codierungen, orange, LM-ErgoMax™ Griff

LM-DuraGradeMAX™ Macro-Gracey: Das lange Arbeitsteil des Standardmodells kombiniert mit dem verlängerten unteren Schaft des Minimodells. Ermöglicht einen exzellenten Zugang zu tiefen Zahnfleischtaschen im Interdentalraum.

LM-DuraGradeMAX™ Superstahl - unbeschichtet

- Hohe Abnutzungsbeständigkeit
- Korrosionsbeständig
- Kann nachgeschliffen werden

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.

LMErgoNorm™

Bewährter dünnerer Handgriff mit elastischer Silikonbeschichtung und Konturierung für einen komfortablen und rutschfesten Griff. Instrumente mit LM-ErgoNorm™-Griff sind gut für leichte klinische Eingriffe geeignet.