



Cavex ImpreSafe

Flasche 1 Liter Konzentrat



Artikelnr.: 82999
Hersteller: Cavex
Gewicht: 1.2 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 65 mm
Länge: 132 mm

€ 56,58

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Konzentrat

Desinfektionslösung für Alginate und andere Abformmaterialien, wie Silikon und Polyether.

- Schnell - *Cavex ImpreSafe* wirkt innerhalb von nur 3 Minuten zuverlässig gegen Bakterien, Viren etc.
- Sicher - *Cavex ImpreSafe* hat dabei keinen schädlichen Einfluss auf die Oberfläche der Abformung
- *Cavex ImpreSafe* wird als Konzentrat geliefert. Dadurch ist es extrem wirtschaftlich und lässt sich platzsparend lagern. 1 Liter *Cavex ImpreSafe* entspricht 33 Litern gebrauchsfertiger Desinfektionslösung
- Nicht toxisch
- *Cavex ImpreSafe* ist aldehydfrei und hat einen neutralen Geruch