



## R-SI-LINE® MONO S

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen SN

---



Artikelnr.: 83033  
Hersteller: R-dental GmbH  
Gewicht: 0.255 kg  
Höhe: 58 mm  
Breite: 103 mm  
Länge: 131 mm

**€ 40,31**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen SN

Einphasen-Präzisionsabformmaterial, sehr hydrophil, normalhärtend.

- Produktfarbe rot/ila
- A-Silikon, Vinylpolysiloxan (VPS)
- Für Einphasenabformungen
- Für Funktionsabformungen
- Aushärtezeit 3 min
- Mittelviskos, hohe Standfestigkeit
- Thixotrop und hydrophil