

Perfecta 300

Stück Kniegerät LA-323K



Artikelnr.: 83350
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 5.4 kg
Höhe: 520 mm
Breite: 370 mm
Länge: 220 mm

€ 1.500,14

Zzgl. MwSt.

Stück Kniegerät LA-323K

- Für Prothetik und leichten Edelmetallbearbeitung
- Breiter Drehzahlbereich von 1.000 – 40.000 Upm
- Drehmoment 5,5 Ncm. Überlastschutz, Softstart, Schnellstopp
- Automatik- Modi – Bistabil. Rechts-/Linkslauf
- Mit bürstenlosem Motorhandstück oder E-Motor ISO Kupplung
- Mit Motorkabel und Handstückablage