



Omnipol für Keramik

Packung 100 Stück hellgrau, R 22/3



Artikelnr.: 83473
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.279 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 80 mm
Länge: 127 mm

€ 26,99

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Polierer hellgrau, R 22/3

Keramikpolierer hellgrau = abrasive Vor politur, glättet Diamantschliff-Flächen, Drehzahlbereich: 20.000 Upm

Keramikpolierer rosa = leicht abrasive Vorpolitur, erhält die anatomische Struktur, Drehzahlbereich: 10.000 Upm

Keramikpolierer grau = Hochglanzpolitur für natürlichen Glanz ohne Polierpasten. Drehzahlbereich: 10.000 Upm