



Clinpro™ Sealant

Packung 1,2 ml Spritze, 10 Applikationskanülen schwarz



Artikelnr.: 83606
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 126 mm
Länge: 209 mm

€ 14,72

Zzgl. MwSt.

Packung 1,2 ml Spritze Versiegler, 10 Applikationskanülen für Versiegler spritzen schwarz

3M™ Clinpro™ Sealant Fissurenversiegelung ist ein lichthärtendes, Fluorid freisetzendes Material zur Versiegelung von Schmelzdefekten und Fissuren. Die einzigartige und patentierte Farbwechsel-Technologie unterstützt bei der exakten Dosierung.

- Farbwechsel-Technologie zur Kontrolle des gleichmäßigen Auftrags
- Fluoridfreisetzend
- Langanhaltender Kariesschutz
- Langanhaltender Schutz gegen Karies
- Frühprävention gegen Karies in Schmelzdefekten und Fissuren