



MOLDASTONE®

Beutel 4,5 kg Superhartgips hellbraun



Artikelnr.: 83704
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 4.582 kg
Höhe: 213 mm
Breite: 240 mm
Länge: 357 mm

€ 19,04

Zzgl. MwSt.

Beutel 4,5 kg Superhartgips hellbraun

MOLDASTONE® ist ein Typ IV-Superhartgips mit thixotropen Eigenschaften. Dadurch verflüssigt er sich unter der Einwirkung mechanischer Kräfte wie Rühren, Schütteln oder Ultraschalleinwirkung und wird nach Beendigung der Krafteinwirkung sofort wieder standfest und erleichtert so das Sockeln der Zahnkränze.

MOLDASTONE® fließt selbst bis in kleinste Zwischenräume. Da eingeschlossene Luftblasen während des Rüttelns an die Oberfläche des dünnflüssigen Materials befördert werden, sind Modelle aus *MOLDASTONE®* blasenfrei und sehr detailgenau. Klasse 4.