



Pindex®-Pins

Packung 100 selbstartikulierende Pins mit Hülsen



Artikelnr.: 84029

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.023 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 90 mm

Länge: 150 mm

€ 59,67

Zzgl. MwSt.

Packung 100 selbstartikulierende Pins mit Hülsen

PX155 Tri-Plus

Der Pin, der höchsten Ansprüchen genügt. Das "Stativ"-Design verhindert die Rotation des Stumpfes und bietet optimale Retention.

PX144

Selbstartikulierende Pins

PX119

Karbid Stufenbohrer mit Schaft