



Universalkürette nach McCall AC

Stück Figur 17S/18S, 165 mm, Prämolaren, Molaren, PEEK Griff, schwarz



Artikelnr.: 84172
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.045 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 55 mm
Länge: 210 mm

€ 32,66

Zzgl. MwSt.

Stück Kürette Figur 17S/18S, 165 mm, Prämolaren, Molaren, PEEK Griff, schwarz

Universalkürette nach McCall Anatomic Colours.

- Anatomischer High-Tech-Griff
- Extra leicht und "griffig" für ermüdungsfreies Arbeiten
- Farbcodierung für schnelles, übersichtlicheres Arbeiten
- Für Dampfsterilisation 134 °C (Autoklav) und Heißluftsterilisation 240 °C geeignet